



## Alcoli

Colonna: **MEGA-PS255 - 0.32mm, 3.00µm, 25m**

Codice Catalogo: C-PS255-032-300-25

### Condizioni:

Iniezione: Split 250°C, 1:50 rapporto di Split.

Detector: FID 250°C.

Programma di temperatura: 50°C, 3°C/min, 120°C.

Carrier Gas: Azoto, 0.4 mL/min.

### Identificazione:

1. Metanolo
2. Etanolo
3. 2-propanolo
4. 1-propanolo
5. Terz-butanolo
6. Iso-butanolo
7. 1-butanolo

