



### Carvone (+/-)

Separazione chirale con colonne MEGA-DEX

Colonna: **MEGA-DEX DAC Beta - 0.25mm, 0.25 $\mu$ m, 25m**

Codice Catalogo: DEX-DAC-B-025-025-25

#### Condizioni:

Iniezione: Split 250°C, 0.5 $\mu$ L, 1:50 rapporto di Split.

Diluizione del campione: 1mg/1mL in n-Esano.

Programma di temperatura.: 85°C, 1.5°C/min, 160°C.

Detector: FID 250°C.

Carrier Gas: Idrogeno, 75 kPa.

#### Identificazione:

1. (+/-) Carvone

