



## Solventi Residui USP 467 (OVIs) Spazio di Testa con colonna MEGA-624 FAST

Colonna: **MEGA-624 FAST - 0.10mm, 0.45 $\mu$ m, 10m**  
Codice Catalogo: F-624-010-045-10

### Condizioni:

Iniezione: Split 250°C, 0.5mL con Siringa per Gas,  
1:100 rapporto di Split.

Campione: Spazio di Testa, miscela tenuta 45min a 80°C.

Detector: FID 250°C.

Programma di temperatura.: 35°C, 15°C/min, 100°C.

Carrier Gas: Idrogeno, 0.4 mL/min.

### Identificazione:

1. Cloruro di metilene
2. Cloroformio
3. Benzene
4. 1,1,1-tricloroetilene
5. 1,4-diossano

Analisi eseguita su DANI MASTER-GC.

