



Alfa-Pinene, Linalolo, Mentolo (+/-)
Separazione chirale con colonne MEGA-DEX

Colonna: **MEGA-DEX DET Beta - 0.25mm, 0.25µm, 25m**

Codice Catalogo: DEX-DET-B-025-025-25

Condizioni:

Iniezione: Split 250°C, 0.5µL, 1:50 rapporto di Split.

Diluizione del campione: 1mg/1mL per ogni componente in n-Esano.

Programma di temperatura: 75°C, 1°C/min, 160°C.

Detector: FID 250°C.

Carrier Gas: Idrogeno, 75 kPa.

Identificazione:

1. (+/-) Alfa-Pinene
2. (+/-) Linalolo
3. (+/-) Mentolo

