



Ammidi

Colonna: **MEGA-ACID (FFAP) - 0.53mm, 1.00µm, 10m**

Codice Catalogo: C-ACID-053-100-10

Condizioni:

Iniezione: Split 250°C, 1.0µL.

Detector: FID 250°C.

Programma di temperatura: 70°C , 10°C/min, 200°C.

Carrier Gas: Elio, 4 mL/min.

Identificazione:

1. 3-picolina
2. N,N-dimetilformammide
3. N,N-dimetilacetammide
4. N-metilacetammide
5. Acetammide

