



Esobarbitale

Separazione chirale con colonne MEGA-DEX

Colonna: **MEGA-DEX DMP Beta - 0.25mm, 0.25 μ m, 25m**

Codice Catalogo: DEX-DMP-B-025-025-25

Condizioni:

Iniezione: Split 250°C, 0.5 μ L, 1:50 rapporto di Split.

Diluizione del campione: 1mg/1mL in n-Esano.

Detector: FID 250°C.

Programma di temperatura: 100°C, 2.5°C/min, 170°C

Carrier Gas: Idrogeno, 70kPa.

Identificazione:

1. (+) Esobarbitale
2. (-) Esobarbitale

