



Fenoli

Colonna: **MEGA-1 - 0.53mm, 1.00µm, 10m**

Codice Catalogo: S-1-053-100-10

Condizioni:

Iniezione: Split 250°C, 1.0µL.

Detector: FID 280°C.

Programma di temperatura: 60°C, 5°C/min, 160°C.

Carrier Gas: Elio, 20mL/min.

Identificazione:

1. Fenolo
2. n-Decano
3. o-Cresolo
4. m+p-Cresolo
5. 2,6-dimetilfenolo
6. o-Etilfenolo
7. 2,4 + 2,5-dimetilfenolo
8. 3,5-dimetilfenolo + p-Etilfenolo
9. 2,3-dimetilfenolo
10. 3,4-dimetilfenolo

