



Solventi con colonna MEGA-VOC 1

Colonna: **MEGA-VOC 1 - 0.25mm, 1.50µm, 30m**

Codice Catalogo: C-VOC1-025-150-30

Condizioni:

Iniezione: Split, 250°C, 0.5µL, 150mL/min flusso di Split.

Detector: FID, 290°C.

Programma di temperatura: 40°C (12min),
12°C/min, 260°C.

Carrier Gas: Elio, 0.7 mL/min.

Identificazione:

1. Metanolo
2. Etanolo
3. Acetone
4. Isopropil Alcol
5. Diclorometano
6. n-Esano
7. MEK (metil etil chetone)
8. Etil Acetato
9. Cicloesano
10. 1,4-diossano
11. Toluene
12. Ciclopentanone
13. N-metilpirrolidone

