


ACIDI ORGANICI**Colonna**

Fase stazionaria	MEGA-ACID
Diametro interno	0.53 mm
Spessore film	1.0 µm
Lunghezza	15 m

Condizioni

Iniettore	Split	250°C
Rapporto split	1:140	
Volume iniezione	0.2 µL	
Oven	200°C	Isoterma
Rivelatore	FID	250°C
Gas di trasporto	Elio	20 kPa

Identificazione

1	Acido sorbico
2	Acido deidroacetico
2	Acido benzoico