

**ALLERGENI**

Cortesia Prof. C. Bicchi, C. Brunelli – Università di Torino, Dipartimento Scienza e Tecnologia del Farmaco – Via P.Giuria, 9 – Torino

**Colonna**

Fase stazionaria	MEGA-SE54 FAST
Diametro interno	0.1 mm
Spessore film	0.1 µm
Lunghezza	5 m

**Condizioni**

Iniettore	Split	230°C
Volume iniezione	1.0 µL	
Diluizione campione	1:200	in Cicloesano
Oven	T iniziale	50°C (0.1 min)
	Rampa	15°C/min
	T finale	250°C (5 min)
Rivelatore	FID	250°C
Gas di trasporto	Idrogeno	0.5 mL/min

**Identificazione**

1	Benzyl Alcohol
2	Limonene
3	Linalol
4	Veratrol
5	Me-Octynoate
6	Citronellol
7	Citral 1
8	Geraniol
9	Cynnamic Ald.
10	Citral 2
11	Anysic Alcohol
12	OH-Citronellal
13	Cynnamic Alcohol
14	Eugenol
15	Coumarine
16	Isoeugenol
17	α iso Me-Ionone
18	α Me-Ionone
19	Lilial
20	Farnesol 1
21	Lyril 1 + Lyril 2
22	Farnesol 1
23	Farnesol 2
24	Farnesol 3
25	Amyl Cynnamal
26	Hexyl Cynnamal
	Bz. Salycilate
27	1-Ph-Decanone
28	1-Ph-Decanone
29	Bz. Cynnamate

