



Ammine

Colonna: **MEGA-PS264 - 0.32mm, 5.00µm, 30m**

Codice Catalogo: C-PS264-032-500-30

Condizioni:

Iniezione: Split 250°C, 1.0µL, 1:50 rapporto di Split.

Detector: FID 260°C.

Programma di temperatura: 100°C, 4°C/min, 250°C.

Carrier Gas: Idrogeno, 70 kPa.

Identificazione:

1. Monoetanolammina
2. Dietanolammina
3. Etilanolammina
4. Butilcarbitolo

