



Anestetici - Droghe

Colonna: **MEGA-5 - 0.25mm, 0.25 μ m, 25m**

Codice Catalogo: S-5-025-025-25

Condizioni:

Iniezione: Split 280°C, 0.5 μ L, 1:70 rapporto di Split.

Detector: FID 260°C.

Programma di temperatura: 150°C, 5°C/min, 250°C.

Carrier Gas: Idrogeno, 60 kPa.

Identificazione:

1. Benzocaina
2. Amilocaina
3. Lidocaina
4. Procaina
5. Cocaina
6. Codeina

