



Farmaci stimolanti - Droghe (non derivatizzate)

Colonne: **MEGA-5 - 0.25mm, 0.25 μ m, 25m**

Codice Catalogo: S-5-025-025-25

Condizioni:

Iniezione: Split 250°C, 1.0 μ L.

Detector: FID 280°C.

Programma di temperatura: 150°C, 5°C/min, 260°C.

Carrier Gas: Idrogeno, 60kPa.

Identificazione:

1. Anfetamina
2. Efedrina
3. Caffaina

