


FENOLI**Colonna**

Fase stazionaria	MEGA-1
Diametro interno	0.53 mm
Spessore film	1.0 µm
Lunghezza	10 m

Condizioni

Iniettore	Split	
Volume iniezione	1 µL	
Oven	T iniziale	60°C
	Rampa	5°C/min
	T finale	160°C
Rivelatore	FID	
Gas di trasporto	Elio	20 mL/min

Identificazione

1	Fenolo
2	n-Decano
3	o-Cresolo
4	m + p-cresolo
5	2,6-Dimetilfenolo
6	o-Etilfenolo
7	2,4 + 2,5-Dimetilfenolo
8	3,5-Dimetilfenolo + p-Etilfenolo
9	2,3-Dimetilfenolo
10	3,4-Dimetilfenolo