


**Acidi Grassi Metil Esteri (FAMES)**  
 Isomeri *cis/trans* con colonna MEGA-10

Colonna: **MEGA-10 - 0.25mm, 0.25µm, 50m**  
 Codice Catalogo: C-10-025-025-50

**Condizioni:**

Iniezione: Split 250°C, 1µL, 1:100 rapporto di Split.  
 Campione: 37 FAMES Mix (Supelco n. cat.: 47885-U).  
 Detector: FID 255°C.  
 Programma di temperatura: 60°C (6min), 2°C/min, 230°C.  
 Carrier Gas: Idrogeno, 100 kPa.



**Clicca qui per ingrandire**  
 il cromatogramma  
 e apprezzare appieno  
 la separazione!

