



## Ammine

Colonna: **MEGA-BASIC - 0.32mm, 0.25µm, 25m**

Codice Catalogo: C-BASIC-032-025-25

### Condizioni:

Iniezione: Split 250°C, 1.0µL, 1:20 rapporto di Split.

Detector: FID 250°C.

Programma di temperatura: 35°C, 2.5°C/min, 130°C.

Carrier Gas: Idrogeno, 40kPa.

### Identificazione:

1. N-etildiisopropil ammina
2. Di-N-propil ammina
3. Diallil ammina
4. 2-metil pirrolina
5. Piridina
6. 2-metil diazolo
7. Morfolina
8. 4,5-dimetil diazolo
9. Pirrolo

