

BIODIESEL - Glicerolo, mono- , di- e trigliceridi (UNI EN ISO 14105, ASTM 6584)

Colonna: **MEGA-BIODIESEL 105 - 0.32mm, 0.10µm, 15m**

Codice Catalogo: C-BIODIESEL105-032-010-15

Analisi eseguita con DANI MASTER-GC.

Condizioni:

Iniezione: PTV, programma 50°C, 999°C/min, 360°C (15min).

Campione: standard derivatizzati con MSTFA.

Detector: FID 380°C.

Programma di temperatura: 50°C (1min), 15°C/min, 180°C, 7°C/min,
230°C, 10°C/min, 370°C (5min).

Carrier Gas: Elio, 3 mL/min.

Identificazione:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Glicerolo | 4. Standard Interno 2 |
| 2. Standad Interno 1 | 5. Dioleina |
| 3. Monooleina | 6. Trioleina |

