



Dimetilaniline

Colonna: **MEGA-WAX - 0.32mm, 0.25 μ m, 30m**

Codice Catalogo: S-WAX-032-025-30

Condizioni:

Iniezione: Split 250°C, 1.0 μ L.

Detector: FID 250°C.

Programma di temperatura: 130°C isoterma.

Carrier Gas: Azoto, 1.8 mL/min.

Identificazione:

1. 2,6-dimetilanilina
2. 2,4-dimetilanilina
3. 2,5-dimetilanilina
4. 3,5-dimetilanilina
5. 2,3-dimetilanilina
6. 3,4-dimetilanilina

