



Nitrosamine

Colonna: **MEGA-WAX - 0.32mm, 1.20 μ m, 25m**

Codice Catalogo: S-WAX-032-120-25

Condizioni:

Iniezione: Splitless 200°C.

Detector: NPD.

Programma di temperatura: 60°C (1min), 0.5°C/min,
130°C (2min), 25°C/min, 160°C.

Carrier Gas: Elio, 60kPa.

Identificazione:

1. N-Nitrosodimetilammina
2. N-Nitrosometiletilammina
3. N-Nitrosodietilammina
4. N-Nitrosodi-n-propilammina
5. N-Nitrosodi-n-butilammina
6. N-Nitrosopiperidina
7. N-Nitrosopirrolidina
8. N-Nitrosomorfolina

